

PERFECT PRACTICE

EDITIE 1 - 2026

Dexis - OP3D & DTX Studio Software

Tandvriendjes - Wanneer een droom letterlijk in beweging komt!

A-dec - Dream in 3D

Archimed - Uitgelicht: Edarredo

4
7
8
11



ARSEUS DENTAL

Advies, Aandacht, Attent

Eén lach, dat is alles wat er nodig is om mensen te verbinden. Want de kracht ervan is ontwapenend, oprecht en maakt elke dag een beetje beter. Wij geloven in de kracht, het enthousiasme en het positieve gevoel van een lach. Daarom beginnen wij elke dag met een glimlach. Dit is onze manier om ervoor te zorgen dat onze klanten alle aandacht, support en begrip ontvangen die ze verdienen.



Wij zijn trots op het feit dat al onze mensen samenwerken aan een organisatie waar enthousiasme en persoonlijke service de speerpunten zijn van alles wat we dagelijks doen. Met de lach als verbindende factor zetten wij onze jarenlange relatie met alle authentieke topmerken in om onze klanten het best mogelijke portfolio te kunnen blijven bieden. Wij rusten niet tot we voor al onze klanten een bijdrage hebben kunnen leveren aan een succesvolle en sfeervolle onderneming. Onze kernwaarden zijn voor iedereen binnen Arseus Dental richtinggevend. Voor het eigen reflecteren en handelen, voor het denken en doen.

BEST DEAL

Bij Arseus Dental denken wij graag met u mee voor de beste oplossing voor uw specifieke situatie. Altijd afgestemd op de individuele behoefte. Of het dan gaat om de beste technische oplossing, productoplossing of zelfs wel op het gebied van financiering, wij zorgen altijd voor de beste deal!



Inhoud

5

3Shape
Trios 6

Stern Weber
RX-DC Intra-oral Röntgen



8

A-dec
Dream in 3D

4

Dexis
OP3D & DTX Studio Software



6

Dürr
Compressoren

10

Sprintray
SprintRay Pro 2 DuoKit

XO Care
XO Flow



11

archimed



7

Tandvriendjes
Wanneer een droom
letterlijk in beweging komt!

12

Service First

**Kleinschaligheids-
investeringsaftrek**

Dexis

OP3D & DTX Studio Software



Ontdek de kracht van OP3D van DEXIS in combinatie met DTX Studio: de ultieme workflow voor moderne tandheelkunde!

In een tijd waarin precisie, snelheid en patiëntcomfort centraal staan, biedt de OP3D van DEXIS in combinatie met DTX Studio een ongeëvenaarde oplossing voor elke moderne tandarts- of implantologiepraktijk. Deze krachtige tandem tilt diagnostiek en behandelplanning naar een hoger niveau dankzij haarscherpe 2D- en 3D-beeldvorming, naadloze software-integratie en een workflow die écht werkt.

De DEXIS OP3D staat bekend om zijn uitzonderlijke beeldkwaliteit en lage stralingsdosering. Met flexibele beeldvelden (FOV's) en geavanceerde beeldverwerking levert het systeem nauwkeurige CBCT-scans die elke klinische situatie helder in beeld brengen. Of het nu gaat om endodontie, orthodontie of implantologie: de OP3D past zich aan uw behandelvereisten aan en ondersteunt uw klinische beslissingen met betrouwbaarheid en duidelijkheid.

Wanneer u de OP3D combineert met DTX Studio, ontstaat er een volledig geïntegreerd ecosysteem. De software verbindt al uw beeldvormende apparatuur, patiëntgegevens en behandelplannen in één intuïtief platform. Dankzij slimme AI-ondersteunde tools worden anatomische structuren automatisch herkend, waardoor u sneller en efficiënter kunt plannen. implantaatplaatsing, chirurgische gidsen, restauratieve workflows en communicatie met patiënten verlopen vloeiend en overzichtelijk.

Het resultaat? Een gestroomlijnde workflow die tijd bespaart, voorspelbaarheid verhoogt en klinische uitkomsten optimaliseert. Daarnaast wordt patiëntcommunicatie eenvoudiger dan ooit: duidelijke 3D-visualisaties helpen u behandelingen helder uit te leggen en vertrouwen op te bouwen.

Investeer in de toekomst van uw praktijk met de perfecte combinatie: DEXIS OP3D + DTX Studio. De nieuwe standaard in precisie, efficiëntie en patiëntgerichte zorg.

Neem nu contact met ons op voor meer informatie en de Beste Deal!



**BEST
DEAL**

3Shape TRIOS 6


Revolutionair. Trios opnieuw gedefinieerd

Een nieuw tijdperk in de digitale tandheelkunde is aangebroken: TRIOS 6 in combinatie met TRIOS Dx Plus brengt een uitstekende revolutie van hardware en software om de ervaring van uw patiënten met AI-ondersteunende diagnostiek te herdefiniëren.

Trios 6 maakt gebruik van geavanceerde hyperspectrale technologie

Het gelijktijdig vastleggen van wit, fluorescerend en bijna-infrarood licht resulteert in levensechte kleuren en tandgeometrie met een tot 110% hogere resolutie, zonder invloed op de scantijd. TRIOS 6 legt ongekende gegevens vast en is baanbrekend in de patiëntenzorg.

**BEST
DEAL**



Nieuwe diagnostiek met Trios Dx Plus software

Dx Plus is de nieuwste innovatie van 3Shape om diagnostiek voor patiënten opnieuw te definiëren. Deze AI-software helpt bij de detectie van belangrijke mondgezondheidsproblemen en levert consistente resultaten waarop patiënten kunnen vertrouwen.

Een nieuwe definitie van communicatie met een patiëntenapp

Geef patiënten de mogelijkheid waar ze ook zijn, met individuele on-demand educatie en versterking van de behandeling via de DentalHealth app. Patiënten krijgen on-demand educatie en inzichten, bij elke stap. Ze kunnen hun behandelplan en voortgang volgen, zodat ze klaar zijn voor succes!

Stern Weber RX-DC Intra-oral Röntgen

De Stern Weber RX-DC Intra-oral Röntgen is de slimme keuze voor tandartspraktijken die maximale beeldkwaliteit en betrouwbaarheid eisen. Dit geavanceerde intra-orale röntgensysteem combineert krachtige prestaties met gebruiksgemak, zodat u snel en nauwkeurig diagnoses kunt stellen.

Dankzij de hoogfrequente DC-technologie levert de RX-DC uitzonderlijk scherpe en contrastrijke beelden met een minimale stralingsdosis. Dat betekent optimale diagnostische zekerheid én extra veiligheid voor uw patiënt. De stabiele arm met soepele positionering zorgt ervoor dat u moeiteloos de juiste opname maakt, zelfs in uitdagende klinische situaties.

De intuïtieve bediening en programmeerbare instellingen maken het systeem geschikt voor zowel film, fosforplaten als digitale sensoren. Hierdoor integreert de RX-DC naadloos in iedere moderne praktijkworkflow.

Met de Stern Weber RX-DC investeert u in duurzaamheid, precisie en professionele uitstraling. Kies voor bewezen Italiaanse technologie en til uw radiologische diagnostiek naar een hoger niveau – efficiënt, veilig en toekomstgericht.

Lease **€ 140,-** incl BTW
Per maand, looptijd 24 maanden



Dürr Dental compressoren – betrouwbare perslucht voor elke tandartspraktijk

Al tientallen jaren staan compressoren van Dürr Dental wereldwijd bekend om hun prestaties, betrouwbaarheid en uitstekende luchtkwaliteit. Niet voor niets vertrouwen tandartspraktijken, klinieken en laboratoria dagelijks op deze systemen. De compressor is immers het hart van de praktijk en moet altijd probleemloos functioneren.

Perslucht in de tandheelkunde moet aan strenge hygiënische eisen voldoen. Vocht, olie of stofdeeltjes kunnen gevoelige instrumenten verstoren en de kwaliteit van behandelingen beïnvloeden. Daarom zijn deze compressoren uitgerust met een hoogwaardige membraandroger. Deze zorgt voor constant droge, olie- en geurloze perslucht, voorkomt microbiële groei in het systeem en werkt zonder buffertijden of capaciteitsverlies. Wel is het belangrijk om de filters jaarlijks te vervangen voor een blijvend optimale werking.

Voor frees- en slijpmachines, vooral bij CAD/CAM-toepassingen, is continu beschikbare en schone perslucht onmisbaar. De spil van een freesmachine is uiterst gevoelig; ongeschikte perslucht kan zelfs leiden tot verlies van garantie. Compressoren van Dürr Dental zijn daarom ontworpen voor continue belasting en langdurig gebruik. Dankzij hoogwaardige componenten leveren ze maximale precisie, een lange levensduur en een stille werking – ook bij intensief gebruik.

Een goede compressor draait op de achtergrond, zodat het team zich volledig kan richten op de patiënt. Of het nu gaat om turbines, meerfunctiespuiten, poederstraalapparatuur of freesmachines: de perslucht moet altijd beschikbaar zijn. Dürr Dental biedt daarom oplossingen voor elke praktijkgrootte, van compacte modellen tot krachtige systemen voor grote klinieken en universiteiten. Dankzij het Tandem-principe zijn veel modellen bovendien eenvoudig uit te breiden wanneer de praktijk groeit.

Vrijwel alle Dürr Dental producten worden in Duitsland geproduceerd volgens strenge ISO-richtlijnen en ondergaan een volledige eindcontrole. Daarnaast staat een betrokken en deskundig team klaar voor ondersteuning en service. Met slimme digitale oplossingen maakt Dürr Dental praktijken klaar voor de toekomst. Via software zijn de status en het onderhoud van compressor en afzuiging eenvoudig te volgen, wat zorgt voor tijdige service en maximale bedrijfszekerheid. Dürr Dental compressoren bieden een duurzame, veilige en toekomstbestendige persluchtoplossing voor elke tandartspraktijk.

**Neem nu
contact met ons op
voor informatie over
het assortiment en
een advies op maat!**



Tandvriendjes

Wanneer een droom letterlijk in beweging komt!



Op dit moment speelt angst voor een mondzorgkundige behandeling bij te veel kinderen een grote rol. Zelfs het bezoek aan de praktijk kan voor veel patiënten een grote drempel zijn. In de kleurrijke Tandvriendjesbus heeft de gedreven BIG-geregistreeerde mondhygiëniste Ishtar Yousef een leuke en vooral veilige plek gecreëerd waar de tijd genomen wordt voor ieder kind. Zonder kosten en zonder gedoe!

Door kinderen alles stap voor stap uit te leggen wordt een vertrouwensband opgebouwd. De missie van Ishtar is met deze bijzondere bus juist de kwetsbare kinderen te bezoeken, waardoor mondzorg toegankelijk wordt voor alle kinderen. Op deze manier neemt zij angst voor een behandeling bij kinderen weg en worden eventuele trauma's voorkomen. Uiteindelijk leidt dit weer tot een goede mondgezondheid!

Geen angst meer voor mondzorgkundige behandelingen

Kinderen komen of gaan met veel angst een behandeling in. Dit kan komen door een vervelende ervaring, angst of zelfs door angst bij ouders. Gelukkig hoeft dit niet meer zo te zijn. Een bezoek aan de praktijk hoeft geen nare of pijnlijke ervaring meer te zijn. Door kinderen in een leuke en veilige omgeving, met rust en voldoende tijd te behandelen kun je een eventueel trauma voorkomen. Hierdoor ervaren zij een behandeling op een andere manier.

Gespecialiseerd in kindertandheelkunde


Ishtar is een BIG geregistreerd mondhygiënist gespecialiseerd in de kindertandheelkunde en het dagelijks behandelen van angstige kinderen. Tandvriendjes is de mobiele mondzorgpraktijk die bij zorginstellingen, dagbestedingen, woon en zorggroepen of zorgboerderijen komt. Met dit inspirerende initiatief brengt zij de specialistische zorg precies daar waar deze het hardst nodig is.

'Tijdens mijn opleiding als mondhygiëniste, met als specialisatie kindertandheelkunde, was ik verrast hoe slecht het met het gebit van kinderen gesteld was. Ze hadden soms al meerdere gaatjes of veel pijn. Als hun basale mondzorg op orde was geweest, dan had dat alle verschil gemaakt. Helaas gaat een grote groep kinderen niet of nauwelijks naar de tandarts, bijvoorbeeld omdat ouders denken dat het geld kost. Om de stap naar de praktijk te verkleinen, bedacht ik dat ik beter naar hen zou kunnen komen. En dan bij voorkeur in een setting waarin ze niet alleen hoeven te gaan, maar samen met vriendjes en vriendinnetjes, zodat het een leuke activiteit wordt. Het concept van Tandvriendjes was geboren. Ik haalde m'n C-rijbewijs, kocht een bus en zo ben ik gestart.'

Het mooiste resultaat

'Kinderen kijken vaak eerst de kat uit de boom, maar rennen de eerstvolgende keer naar binnen: "Ik wil eerst!". Ze geven me knuffels en tekeningen, en ouders vertellen me soms met tranen in hun ogen dat het poetsen na een aantal maanden wél goed gaat. Daar doe je het toch voor? Met name kinderen die angstig zijn of Down of autisme hebben, hebben vaak alleen wat extra aandacht nodig en die krijgen ze hier. Ik trek voor elke behandeling een halfuur uit. Daardoor heb ik alle ruimte om samen te poetsen, hun gebit te inspecteren en de kinderen samen de bus te laten verkennen. Ik ben ook al eens door een kind geschminkt. Dus ja, het is heel laagdrempelig allemaal.'

Meer weten over Tandvriendjes of over hoe uw praktijk dit initiatief kan ondersteunen? Ga dan naar www.tandvriendjes.nl!





A-dec

Dream in 3D: A-dec's nieuwe ontwerptool voor tandheelkundige praktijken

Try before you buy!

Het ontwerpen van tandheelkundige praktijken die de perfecte balans vinden tussen functionaliteit en esthetiek is geen eenvoudige taak. Van de indeling van de behandelstoelen en -units tot de keuze van kleuren, afwerkingen en de algehele lay-out. Elk klein detail telt. Tot nu toe betekende het tot leven brengen van een visie vaak dat u moest vertrouwen op platte plattegronden, productbrochures en een vleugje fantasie. Maar daar komt nu verandering in.

A-dec maakt een einde aan het giswerk bij het ontwerpen van tandheelkundige praktijken met de introductie van zijn innovatieve tool: Dream in 3D. Dit boeiende digitale platform stelt tandartsen in staat om hun droom-behandelkamer virtueel te creëren, te visualiseren en te personaliseren, allemaal in 3D en augmented reality (AR). Met slechts een paar muisklikken kunt u experimenteren met indelingen, afwerkingen aanpassen en zelfs zien hoe uw gekozen opstelling in uw praktijkruimte past voordat u een aankoop doet.



Interactief 3D-ontwerp voor praktijken: totale creatieve controle

De kern van Dream in 3D wordt gevormd door een interactieve, volledig aanpasbare 3D-omgeving die het ontwerpen van uw ideale praktijk zowel eenvoudig als inspirerend maakt. Of u nu een nieuwe praktijk start of uw bestaande behandelkamers wilt vernieuwen, Dream in 3D geeft u de vrijheid om:

- de indeling van uw behandelkamers te kiezen.
- behandel eenheden, afleversystemen, led-verlichting, krukken en instrumenten voor te kiezen.
- te experimenteren met verschillende afwerkingen, waaronder bekledingskleuren en afleversystemen.
- uw keuzes te bekijken in een 360 graden virtuele behandelkamer die ongelooflijk levensecht aanvoelt.


AI-verbeterde foto-upload: geef uw bestaande tandartspraktijk een nieuwe look

Eén van de innovatieve kenmerken van Dream in 3D is dat het een eenvoudige foto van uw huidige praktijk kan omzetten in een volledig gepersonaliseerde ontwerpervaring. Upload een foto en de tool gebruikt AI om de ruimte te evalueren, bijgewerkte indelingen en apparatuur voor te stellen die passen bij de afmetingen van de kamer en een aangepast 3D-model te creëren dat uw werkelijke omgeving weerspiegelt.

Van daaruit kunt u de ruimte aanpassen en bijstellen. Van stijlen en afwerkingen tot product-configuraties, creëer een vernieuwd ontwerp voor uw tandartspraktijk dat voldoet aan uw klinische behoeften en esthetische smaak. Het is de perfecte oplossing voor tandartsen die hun ruimte nieuw leven willen inblazen zonder helemaal opnieuw te beginnen. Het helpt bij het vinden van nuttige upgrades, zoals het vervangen van oude stoelen of het vernieuwen van kleuren om het comfort van de patiënt te vergroten en uw merk te laten zien.

Stop met fantaseren over hoe uw tandartspraktijk eruit zou kunnen zien, begin vandaag nog met de bouw ervan met **Dream in 3D**.

Klik hier voor de tool: <https://europe.a-dec.com/dream-in-3d>



SprintRay Pro 2 DuoKit

Mix en match compatibele harsen in een verwisselbaar harstanksysteem. Ontworpen voor een geweldige gebruikerservaring!

De SprintRay Duo Kit combineert baanbrekende technologie met ongeëvenaarde efficiëntie om het printen met twee materialen in één enkele printopdracht mogelijk te maken. Deze innovatie stroomlijnt workflows, bespaart tijd, vermindert het afval van hars en verbetert de productiemogelijkheden van tandheelkundige professionals. Door het overbodig maken van materiaalwisselingen tijdens de opdracht, transformeert de Duo Kit de manier waarop de praktijk omgaat met toepassingen met meerdere materialen en meerdere tinten. Dit zorgt voor grotere nauwkeurigheid, snellere doorlooptijden en een verbeterde patiëntervaring.

Voordelen:

- Afdrukken met twee materialen; combineer twee materialen in één afdruktaak, zodat u niet meer van materiaal hoeft te wisselen.
- Verbeterde workflow-efficiëntie.
- Verminder de verwerkingstijd en schoonmaaktijd en verhoog tegelijkertijd de productiviteit.

Maak nu een afspraak voor een advies op maat voor uw praktijk!



**BEST
DEAL**

XO Care XO Flow

De XO FLOW is een digitale behandeleenheid met workflow-begeleiding en tandheelkundige apps. De unit is uitgerust met een ingebouwde computer, netwerkverbinding en andere nieuwe digitale functies die nog niet eerder in de tandheelkunde zijn gezien: het DASHBOARD en de NAVIGATOR.

Het DASHBOARD is een door aanraking geactiveerde grafische gebruikersinterface die is geïntegreerd in de instrumentenbrug. De NAVIGATOR is een touchscreenschermbat een slimme gebruikersinterface biedt met tandheelkundige apps. De apps worden gebruikt voor het instellen, beheren en integreren van de behandeleenheid met andere tandheelkundige apparaten en softwareoplossingen in een netwerk.

Voordelen van een digitale brug

De digitale technologie van de XO FLOW maakt het mogelijk om alle instrumentinstellingen vanuit het DASHBOARD te bedienen. Op basis hiervan is er een instrumentvoorinstellingen ontworpen waarmee de behandelaar – met slechts één klik – de ideale instrumentinstellingen voor een specifieke tandheelkundige procedure kunnen selecteren.

XO FLOW in het kort

- Makkelijk te bedienen door innovatief digitaal instrumenttray
- Digitale NAVIGATOR met dentale apps
- Veilige uitvoer van de workflow door stapsgewijze uitleg op instrumenttray
- Automatisch desinfectiesysteem leidingen
- Bijzonder comfortabel voor de patiënt
- Winnaar 2 Red Dot Awards 2021 (Medical Devices and Technology & Innovative products)

Archimed

Uitgelicht: Edarredo

archimed

Archimed zorgt voor de realisatie van uw praktijkinrichting. Met oog voor design en aandacht voor een optimale organisatie, hygiëne en verlichting. Daarbij kan gekozen worden voor maatwerk of meubilair van hoogwaardige partners als Edarredo.

Premium meubilair voor een moderne dentale praktijk.

Een dentale praktijk vraagt om meer dan alleen hoogwaardige apparatuur; de inrichting speelt een cruciale rol in de beleving van zowel patiënt als professional.

Edarredo-meubilair biedt de perfecte combinatie van functionaliteit, duurzaamheid en stijl, waardoor elke behandelruimte wordt omgevormd tot een efficiënte en uitnodigende werkomgeving. Met hun doordachte ontwerpen sluit Edarredo naadloos aan op de dagelijkse workflow van tandartsen en assistenten.



Elke kast, werkmodule en instrumentenunit is ontworpen met oog voor ergonomie en hygiëne. Glad afgewerkte oppervlakken en slimme opbergoplossingen zorgen ervoor dat instrumenten veilig en binnen handbereik blijven, terwijl reiniging en desinfectie eenvoudig verlopen. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar ook de professionaliteit van de praktijk.

Daarnaast biedt Edarredo een breed scala aan kleuren, materialen en opstellingen, zodat u de identiteit van uw praktijk volledig kunt laten terugkomen in het interieur. Van strakke, moderne lijnen tot warme, patiëntvriendelijke designs: de mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.



Voorbeelden van collecties:

- **e.03; stijlvol, uniek en tijdloos.**

De nieuwe edarredo-collectie! Dankzij een elegant en trendy kleurenpalet valt deze collectie op en maakt ze uw interieur uniek.

- **e.03 monocolore;** de monochrome editie maakt de professionele werkplek elegant door alle elementen en accessoires ton sur ton op elkaar af te stemmen.

- **e.04; essentieel, modern, functioneel.**

Een collectie die volledig is ontworpen om ergonomie en functionaliteit te garanderen. De vele configuraties, kleuren en materialen maken de e.04 tot de juiste collectie om ruimte te geven aan uw ideeën, om professionele omgevingen exclusief en onderscheidend te maken.

Benieuwd naar wat er allemaal mogelijk is? Neem dan vrijblijvend contact met de specialisten van Archimed op, deze gediplomeerde dentale interieur-ontwerpers informeren u graag!

Alle informatie over uw dentale apparatuur en contact met uw Arseus Dental technicus direct op zak!

Wat is Service First?

Service First is een innovatieve applicatie die geen installatie vereist. We maken een persoonlijke QR-code aan voor alle relevante apparatuur in uw praktijk. Via een eenvoudige scan met uw mobiele telefoon krijgt u toegang tot uw speciale pagina's. Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van de dentale apparatuur, zoals:

- Uitgebreide informatie over uw apparatuur, waaronder brochures van de fabrikant, video's en gebruikershandleidingen, allemaal handig georganiseerd op de persoonlijke pagina.


- Stapsgewijze instructies voor eenvoudige onderhoudstaken die u zelfstandig uit kan voeren met behulp van PDF- en videohandleidingen van ons deskundige team.
- Een intelligente zoekhulp die gebruikt kan worden om zelfdiagnose te doen, bijvoorbeeld bij storingscodes.
- Contact kunt opnemen met de technische dienst van Arseus Dental via chat, voor snelle en betrouwbare ondersteuning. Daarnaast kunt 24/7 storingsmeldingen doen, u bent niet afhankelijk van de telefonische bereikbaarheid van onze helpdesk.

Scan de QR-code en maak nu kennis met alle voordelen van Service First!



Regio indeling

Rob van Alphen
Dennis Beekmans
Egbert van der Pol



ARSEUS DENTAL
Advies, Aandacht, Attent

Arseus Dental Nederland
Cartografenweg 18
5141 MT Waalwijk

info@arseus-dental.nl
www.arseus-dental.nl

088 0077 140 Algemeen nummer
088 0077 141 Imaging helpdesk
088 0077 142 Planning
088 0077 143 Magazijn
088 0077 144 Boekhouding
088 0077 115 Cad/Cam Support