

PERFECT PRACTICE

EDITIE 2 - 2026

Adec+ - Tandheelkunde in verbinding

Ontspannen op vakantie - Tips & Tricks

Miele - Professioneel wassen van praktijkkleding

Impact Media - Dental Radio

4
7
8
10



ARSEUS DENTAL

Advies, Aandacht, Attent

Eén lach, dat is alles wat er nodig is om mensen te verbinden. Want de kracht ervan is ontwapenend, oprecht en maakt elke dag een beetje beter. Wij geloven in de kracht, het enthousiasme en het positieve gevoel van een lach. Daarom beginnen wij elke dag met een glimlach. Dit is onze manier om ervoor te zorgen dat onze klanten alle aandacht, support en begrip ontvangen die ze verdienen.



Wij zijn trots op het feit dat al onze mensen samenwerken aan een organisatie waar enthousiasme en persoonlijke service de speerpunten zijn van alles wat we dagelijks doen. Met de lach als verbindende factor zetten wij onze jarenlange relatie met alle authentieke topmerken in om onze klanten het best mogelijke portfolio te kunnen blijven bieden. Wij rusten niet tot we voor al onze klanten een bijdrage hebben kunnen leveren aan een succesvolle en sfeervolle onderneming. Onze kernwaarden zijn voor iedereen binnen Arseus Dental richtinggevend. Voor het eigen reflecteren en handelen, voor het denken en doen.

BEST DEAL

Bij Arseus Dental denken wij graag met u mee voor de beste oplossing voor uw specifieke situatie. Altijd afgestemd op de individuele behoefte. Of het dan gaat om de beste technische oplossing, productoplossing of zelfs wel op het gebied van financiering, wij zorgen altijd voor de beste deal!



Inhoud

5

Dexis
OP3D EX



4

Adec+
Tandheekkunde in verbinding



6

Shining 3D
Aoralscan Elite



7

Ontspannen op vakantie!
Tips & Tricks voor de
zomerstop van een
tandartspraktijk



8

Miele
Professioneel wassen van
praktijkkleding



10

Stern Weber
SW Core 1000 OPT Combideals




11

Lannet IT Dental

12

Service First
Regio indeling



A dec+

Tandheelkunde in verbinding



Wat kan connectiviteit voor uw praktijk betekenen?

Inzicht in hoe apparatuur in de praktijk wordt gebruikt kan voor teams een wereld van verschil maken. Dankzij de intelligente analysefuncties van de A-dec+ app kunnen praktijken waardevolle gegevens verzamelen over het aantal patiënten, de efficiëntie van de workflow en de algehele operationele prestaties.

Door bij te houden hoe vaak elke behandel eenheid in gebruik is, kunnen praktijken piekperiodes identificeren en de operationele prestatie verbeteren, waardoor de algehele efficiëntie toeneemt. Dit leidt tot slimmere besluitvorming en helpt het maximale uit de investering te halen. Dit zorgt weer voor een naadloze, patiëntgerichte workflow.

De A-dec+ app biedt ook geavanceerde apparatuurmonitoring voor aangesloten A-dec 500 Pro-toedienings-systemen. Dankzij realtime prestatiegegevens kan snel de status van de apparatuur worden gecontroleerd, wat zelfs op de drukste dagen gemoedsrust biedt. Instant messaging houdt gebruikers naadloos op de hoogte, wat snelle reactietijden mogelijk maakt en onderbrekingen in de patiëntenzorg vermindert.

Door analyse van het stoelgebruik te integreren met geavanceerde apparatuurmonitoring, worden de geboden inzichten en tools gebruikt om efficiënter te werken, strategisch te plannen en investeringen beschermt. Alles terwijl de hoogste standaard van patiëntenzorg wordt geleverd!

De A-dec+ app in het kort

- Software updates: registreer in de A dec+ app om toegang te krijgen tot nieuwe productfuncties, verbeteringen op het gebied van beveiliging en stabiliteit, en de nieuwste integraties en verbeteringen.
- Monitoring en analyse op afstand: beheer en monitor apparatuur binnen één praktijk of een organisatie met meerdere klinieken via de A dec+ app.
- Eenvoudiger probleemoplossing: bekijk diagnostische gegevens van apparatuur in de A dec+ app zonder de bescherming te verwijderen.
- Privacy en beveiliging: A dec+ maakt gebruik van versleutelde datacommunicatie, de vertrouwde industriestandaard op het gebied van cyberbeveiliging.



Wilt u meer weten over de A-dec+ app en de innovatieve behandel eenheden die A-dec biedt? Neem dan nu contact met ons op!

A-dec staat wereldwijd bekend om innovatieve oplossingen voor moderne tandartspraktijken. Het bedrijf begon met een duidelijke visie: tandheelkundige zorg comfortabeler en efficiënter maken voor zowel behandelaar als patiënt. Door voortdurende aandacht voor ergonomie, duurzaamheid en technologie groeide A-dec uit tot een vertrouwde naam binnen de dentale sector. Hun behandelunits en apparatuur ondersteunen dagelijks duizenden professionals bij hoogwaardige patiëntenzorg. Met focus op kwaliteit en langdurige samenwerking blijft A-dec bijdragen aan de toekomst van moderne tandheelkunde wereldwijd.

Dexis

OP3D EX

Als het om precisie en efficiëntie gaat!

Met de Dexis OP3D EX haalt u een röntgenoplossing in huis die beide combineert. Dit geavanceerde systeem biedt tandartsen een ongeëvenaarde beeldkwaliteit en gebruiksgemak, waardoor elke diagnose sneller en betrouwbaarder wordt.

Unieke 3D CBCT-technologie voor ultieme precisie

De Dexis OP3D EX levert gedetailleerde 3D-opnames met een flexibele veldgrootte, van kleine regio's tot volledige kaakstructuren. Dit maakt het de ideale keuze voor implantaatplanning, endodontie en complexe chirurgische behandelingen. Met deze technologie ziet u elk detail, van wortelkanalen tot botstructuren, zonder compromissen.

Slimme patiëntpositionering en comfort

Het geïntegreerde lasersysteem en ergonomische positionering zorgen voor perfecte plaatsing bij elke opname. Minder herhalingen, hogere diagnostische betrouwbaarheid en een comfortabele ervaring voor uw patiënt.

Geavanceerde software voor razendsnelle beeldoptimalisatie

Met de Dexis-software DTX Studio, optimaliseert u beelden automatisch: ruis wordt verminderd, contrast verhoogd en anatomische structuren haarscherp weergegeven. De mogelijkheid om 2D- en 3D-opnames simultaan te bekijken, versnelt uw behandelplanning aanzienlijk.

Veiligheid en efficiëntie hand in hand

De OP3D EX levert maximale beeldkwaliteit bij minimale stralingsdosis. Dit betekent een veiligere ervaring voor uw patiënten en een verantwoorde praktijkvoering. Bovendien integreert het systeem naadloos met Dexis Imaging Suite, waardoor opslag, delen en analyse van beelden sneller verloopt dan ooit.

Met de Dexis OP3D EX investeert u in een röntgenoplossing die precisie, gebruiksgemak en patiëntveiligheid combineert. Optimaliseer uw workflow, verhoog uw diagnostische zekerheid en bied uw patiënten de best mogelijke zorg. Uw praktijk verdient dit niveau van innovatie!



Cranex en Soredex zijn nu DEXIS!

Arseus Live

Hét event van Arseus Dental!

Tijdens Arseus Live op 17 maart jl. nodigden wij u graag uit voor een exclusief event voor het tandheelkundige team, waar educatie, beleving en de beste deals samenkwamen. Met een showroom vol enthousiaste bezoekers en collega's is deze eerste editie een succesvol feit!

Met een volle zaal voor de lezing 'Tips & Tricks voor dagelijks onderhoud' werd de avond afgetrapt. Ook de overige presentaties

en lezingen boden nieuwe inzichten en gaven de bezoekers inspiratie en kennis over de laatste innovaties.

En dat was nog niet alles. Exclusief voor bezoekers van dit event waren er de beste deals! Arseus Live was hét moment om te investeren in hoogwaardige oplossingen tegen uitzonderlijk aantrekkelijke voorwaarden.



Arseus Live gemist? Noteer nu dan alvast 9 oktober in uw agenda!

Shining 3D

Aoralscan Elite

SHINING 3D
DENTAL

Innovatie en precisie met de Aoralscan Elite

De digitale transformatie binnen de tandheelkunde ontwikkelt zich razendsnel. Voor moderne tandartspraktijken is innovatie niet langer een extra luxe, maar een belangrijke stap richting efficiëntere zorg en een betere patiëntervaring. De Aoralscan Elite speelt hierin een toonaangevende rol.

Met deze geavanceerde intraorale scanner worden traditionele afdrukmethodes vervangen door snelle, nauwkeurige en comfortabele digitale scans. Patiënten ervaren meer comfort tijdens de behandeling, terwijl tandartsen profiteren van een gestroomlijnde workflow en haarscherpe 3D-beelden.

De scanner ondersteunt uiteenlopende toepassingen, zoals implantologie, orthodontie en kroon- en brugwerk. Dankzij de gebruiksvriendelijke software kunnen behandelplannen duidelijker worden uitgelegd, wat zorgt voor meer vertrouwen en betrokkenheid bij patiënten.

Waarom kiezen voor de Aoralscan Elite?

- Snelle en uiterst nauwkeurige digitale scans
- Meer comfort voor de patiënt
- Efficiëntere samenwerking met tandtechnische laboratoria
- Moderne 3D-visualisaties voor betere behandelcommunicatie
- Tijdsparing binnen de praktijkworkflow
- Professionele uitstraling en innovatieve positionering

Door te investeren in digitale technologie onderscheidt een praktijk zich op kwaliteit, snelheid en patiëntgerichtheid. De Aoralscan Elite helpt tandartspraktijken om klaar te zijn voor de toekomst van mondzorg.



Ook Tandarts-eigenaar Anne Balke van Tandartspraktijk Maasvallei heeft de overstap gemaakt naar digitaal scannen.

“Ik heb veel merken scanners geprobeerd, maar de Shining 3D werkte voor mij het snelste en het prettigst in gebruik. Daarnaast vond ik de prijs-kwaliteitverhouding erg sterk.”

“Nu ik ermee werk, kan ik eigenlijk niet meer zonder,” zegt ze. “Een kroon maken gaat veel sneller en de stoeltijd wordt aanzienlijk korter.”

Dat levert niet alleen gemak op voor de behandelaar, maar vooral ook voor de patiënt!

Ontspannen op vakantie!

Tips & Tricks voor de zomerstop van een tandartspraktijk

De zomervakantie is voor veel praktijken hét moment om op te laden. Toch begint ontspannen vaak pas echt wanneer u weet dat de praktijk veilig, schoon en goed voorbereid achterblijft. Met een paar slimme voorbereidingen voorkomt u verrassingen bij terugkomst én zorgt u voor rust bij uw team en patiënten.

Start met een duidelijke planning. Controleer enkele weken vooraf welke behandelingen nog afgerond moeten worden en informeer patiënten tijdig over aangepaste openingstijden of spoedgevallen. Een automatische e-mail en voicemailbericht zorgen voor helderheid en professionaliteit.

- Besteed extra aandacht aan hygiëne en apparatuur.
- Doe het wekelijkse onderhoud, laat sterilisatieapparaten leeg en schoon achter.
- Controleer de compressor en sluit waar nodig waterleidingen af om legionellarisico's te beperken.

Schakel alle apparatuur uit of haal de stekker uit het stopcontact als uitschakelen niet mogelijk is. Dit om te voorkomen dat er tijdens afwezigheid lekkages ontstaan en de compressor onnodig continu blijft draaien. Deze wordt dan te warm en kan kapotgaan of erger nog, brand veroorzaken. De afzuigmotor kan door een defect constant geschakeld worden en hier geldt dan hetzelfde voor.

Ook is het belangrijk de watertanks te legen van apparatuur als autoclaven, DAC en Nitradem. Maak deze goed schoon en droog zodat de apparatuur na de vakantie weer geheel gereinigd in gebruik kan worden genomen. Draai de waterkranen dicht om lekkages te voorkomen en vergeet deze vervolgens na de vakantie niet weer open te draaien.

Bij terugkomst na de vakantie kan het opstartprotocol bij apparatuur langer duren dan normaal. Dit geldt vooral bij behandel-eenheden. Houdt hier rekening mee bij de eerste dag na een langere periode van stilstand.

Tot slot: gun uzelf echt rust. Een goed voorbereide praktijk betekent minder stress op afstand en meer ruimte om nieuwe energie en inspiratie op te doen. Wie georganiseerd vertrekt, komt ontspannen én gemotiveerd terug - klaar om patiënten weer met volle aandacht te ontvangen.



Er zijn verschillende onderhouds- en reinigingsprotocollen beschikbaar van verschillende fabrikanten speciaal gericht op de zomerstop. Deze zijn te downloaden op www.arseusdental.nl

Professioneel wassen van praktijkkleding: veilig, hygiënisch en efficiënt

Een veilige en hygiënische werkomgeving begint niet alleen bij het correct reinigen van instrumentarium, maar ook bij de juiste verwerking van praktijkkleding. In de mondzorg komt werkkleding dagelijks in contact met aerosolen, speeksel en mogelijk pathogene micro-organismen. Professioneel wassen en drogen speelt daarom een belangrijke rol binnen infectiepreventie in de praktijk.

Volgens de KNMT-richtlijn infectiepreventie mag praktijkkleding maximaal één werkdag gedragen worden en moet deze bij zichtbare verontreiniging direct vervangen worden. Daarnaast adviseert de richtlijn om praktijkkleding minimaal op 60°C te wassen om micro-organismen effectief te reduceren.

Waarom thuis wassen risico's met zich meebrengt

In veel praktijken wordt praktijkkleding nog thuis gewassen. Hoewel dit praktisch lijkt, brengt het risico's met zich mee. Huishoudelijke wasmachines zijn namelijk niet ontworpen voor het gecontroleerd en reproduceerbaar desinfecteren van medische werkkleding. Temperatuurschommelingen, onjuiste dosering van wasmiddelen en wisselende belading kunnen invloed hebben op het eindresultaat.

Daarnaast kan besmette praktijkkleding tijdens transport of het thuis wassen in contact komen met andere textielsoorten, waardoor kruisbesmetting kan ontstaan.

Professionele wasmachines zijn speciaal ontwikkeld om processen gecontroleerd en gevalideerd uit te voeren. Hierdoor ontstaat meer zekerheid over het reinigings- en desinfectieresultaat.

Efficiënt en praktisch binnen de workflow

Steeds meer mondzorgpraktijken kiezen daarom voor het in-house wassen en drogen van praktijkkleding. Dit biedt niet alleen voordelen op het gebied van hygiëne, maar ook binnen de dagelijkse workflow.





Schone praktijkkleding is snel weer beschikbaar, logistieke handelingen worden beperkt en de praktijk houdt meer controle over het volledige proces. Zeker in grotere praktijken of praktijken met meerdere behandelkamers kan dit bijdragen aan een efficiëntere organisatie.

De professionele was- en droogoplossingen van Miele zijn ontwikkeld voor dagelijks intensief gebruik binnen onder andere de mondzorg. Dankzij speciale desinfecterende programma's en afgestemde procesbewaking ondersteunen deze systemen praktijken bij een veilige verwerking van praktijkkleding.

Duurzaam en betrouwbaar

Naast hygiëne en gebruiksgemak speelt duurzaamheid een steeds grotere rol binnen de mondzorg. Professionele systemen zijn ontworpen voor efficiënte programma's met lage verbruikswaarden voor water en energie, ook bij kleinere hoeveelheden wasgoed.

In combinatie met professionele reinigingsmiddelen, zoals Miele ProCare Tex, ontstaat een betrouwbare oplossing voor het reinigen en verzorgen van praktijktextiel.

Ondersteuning van infectiepreventie in de praktijk

Een goed protocol voor praktijkkleding draagt bij aan een veilige werkomgeving voor zowel patiënten als medewerkers. Professioneel wassen en drogen helpt mondzorgpraktijken om infectiepreventie structureel te ondersteunen en processen beter beheersbaar te maken binnen de dagelijkse praktijkvoering.



Stern Weber



SW Core 1000 OPT Combideals

De Stern Weber Core 1000 OPT combineert innovatief design, slimme technologie en ultiem gebruiksgemak in één hoogwaardige behandelunit. Dankzij ergonomische bediening, geïntegreerde functies en maximaal patiëntcomfort werkt uw praktijk efficiënter en professioneler. Een toekomstgerichte oplossing voor tandartsen die kiezen voor kwaliteit, uitstraling en betrouwbare prestaties zonder compromissen.



SW Core 1000 OPT

Nu € 1.000,- inruilvoordeel en 5 jaar extra garantie!



Stern Weber S200 Continental behandelunit

I.c.m. SW Core 1000 nu € 1.000,- extra korting!

SW SW+ Autoclaaf

I.c.m. SW Core 1000 nu € 1.000,- extra korting!



SW RXDC intra-oraal röntgentoestel

I.c.m. SW Core 1000 nu € 1.000,- extra korting!



Lannet IT Dental ontzorgt tandartspraktijken



Veiligheid, beschikbaarheid, continuïteit én slimme systemen

Een soepele en veilige IT-omgeving is essentieel voor een goed functionerende tandartspraktijk. Digitalisering neemt toe, systemen worden complexer en de afhankelijkheid van IT groeit. Tegelijkertijd moet IT vooral één ding doen: ondersteunen, niet belasten.

Lannet IT Dental helpt mondzorgpraktijken met innovatieve IT-oplossingen die werkplekken optimaliseren, data beschermen en processen stroomlijnen. Van cloud- en netwerkbeheer tot security en servicedesk-ondersteuning – Lannet IT zorgt voor een stabiele en betrouwbare IT-omgeving, zodat de tandarts zich volledig kan richten op ondernemen en patiëntenzorg.

Bewezen expertise in de mondzorg

Met de automatisering van meer dan tweehonderd mondzorgpraktijken beschikt Lannet IT Dental over diepgaande kennis van sector-specifieke vraagstukken. Van praktijkmanagementsoftware tot digitale röntgenapparatuur: de specialisten begrijpen hoe cruciaal een goed werkende IT-omgeving is binnen de dagelijkse praktijk.

Door nauwe samenwerking met dentale depots en leveranciers van soft- en hardware worden oplossingen zorgvuldig afgestemd en correct geïntegreerd. Dit zorgt voor minimale verstoringen en maximale continuïteit.

Maatwerk met de nieuwste technologieën

Geen enkele tandartspraktijk is hetzelfde. Daarom levert Lannet IT maatwerkoplossingen, gebaseerd op de nieuwste technologieën en afgestemd op de specifieke situatie van de praktijk.

Of het nu gaat om cloudoplossingen, netwerkbeheer, security of werkplekbeheer – alle onderdelen worden slim gecombineerd tot één overzichtelijke en toekomstbestendige IT-omgeving die meegroeit met de praktijk.

Met een gestructureerde aanpak begeleiden de specialisten iedere stap: van inventarisatie en advies tot implementatie en proactief beheer. Zo blijven IT-veranderingen beheersbaar en zonder verstoring van de dagelijkse werkzaamheden.

Van inzicht naar continu verbeteren

Lannet IT analyseert de bestaande infrastructuur en vertaalt dit naar een concreet plan voor optimalisatie en innovatie.

Automatisering speelt hierin een sleutelrol: processen worden efficiënter ingericht, beveiliging structureel verbeterd en de basis gelegd voor verdere digitalisering.

Meer weten?

Wilt u uw IT-omgeving veiliger, efficiënter en toekomstbestendig inrichten?

Bekijk de mogelijkheden via: [Tandartspraktijkautomatisering.nl](https://www.tandartspraktijkautomatisering.nl) Of neem contact op met accountmanager Martijn van de Sande via 013 – 747 0749.



Alle informatie over uw dentale apparatuur en contact met uw Arseus Dental technicus direct op zak!

Wat is Service First?

Service First is een innovatieve applicatie die geen installatie vereist. We maken een persoonlijke QR-code aan voor alle relevante apparatuur in uw praktijk. Via een eenvoudige scan met uw mobiele telefoon krijgt u toegang tot uw speciale pagina's. Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van de dentale apparatuur, zoals:

- Uitgebreide informatie over uw apparatuur, waaronder brochures van de fabrikant, video's en gebruikershandleidingen, allemaal handig georganiseerd op de persoonlijke pagina.

- Stapsgewijze instructies voor eenvoudige onderhoudstaken die u zelfstandig uit kan voeren met behulp van PDF- en videohandleidingen van ons deskundige team.
- Een intelligente zoekhulp die gebruikt kan worden om zelfdiagnose te doen, bijvoorbeeld bij storingscodes.
- Contact kunt opnemen met de technische dienst van Arseus Dental via chat, voor snelle en betrouwbare ondersteuning. Daarnaast kunt 24/7 storingsmeldingen doen, u bent niet afhankelijk van de telefonische bereikbaarheid van onze helpdesk.

Scan de QR-code en maak nu kennis met alle voordelen van Service First!



Dennis Beekmans

Accountmanager Zuid-Oost NL
dennis.beekmans@arseus-dental.nl



Rob van Alphen

Accountmanager Noord-West NL
rob.vanalphen@arseus-dental.nl



Egbert van der Pol

Accountmanager Zuid-West NL
egbert.vanderpol@arseus-dental.nl



Jip Bontje

Accountmanager CadCam/Röntgen
jip.bontje@arseus-dental.nl