

Een handenvrije oplossing
voor het opvangen van
aerosolen buiten de mond.

A-dec® derde hand HVE-houder

Efficiëntie en veiligheid gaan samen in een praktische oplossing voor het opvangen van aerosolen. De **A-dec derde hand HVE-houder** maakt het makkelijker met twee handen tandheelkundige handelingen uit te voeren terwijl u de aerosolen goed onder controle houdt. De flexibele arm plaatst de HVE-punt stevig tot binnen 2,5 cm van de mondholte, waarbij de aerosolen nauwkeurig en moeiteloos worden opgevangen terwijl de handen vrij blijven voor tandreinigers en instrumenten. Het is een eenvoudige, betaalbare manier om uw gereedschap beter te kunnen gebruiken.



De schuifbalkklem kan stevig aan uw A-dec-stoel worden bevestigd zonder speciale gereedschappen.



Het flexibele ontwerp is geschikt voor patiënten van alle grootten, waarbij ze makkelijk op de stoel kunnen gaan zitten en deze weer kunnen verlaten.



Van handenvrij tot handig: til de HVE gewoon uit de houder om hem zelf te besturen.



Eenvoudige aanpassingen voor links- of rechtshandige artsen en procedures met vier handen.



PRODUCTKENMERKEN

- Biedt handenvrij afvangen van aerosolen met aanwezige 11 mm of 15 mm HVE
- Kan tot binnen 2,5 cm van de mondholte worden gebracht
- Flexible arm voor gemakkelijke positionering
- Radiusontwerp voor links- en rechtshandige gebruikers
- Geschikt voor patiënten van alle grootten
- Past op de meeste A-dec tandartsstoelen
- Snel en makkelijk te installeren



Productbeschrijving	Compatibiliteit A-dec-stoel	A-dec onderdeelnummer
Derde hand HVE 15 mm houder	Past op alle A-dec-behandelstoelen behalve 311A met rugsteun uit één stuk en met smalle rugsteun	11.1387.00
Derde hand HVE 11 mm houder	Voor de Cascade 1040-stoel is een extra klem nodig (nr. 11.1391.00)	11.1388.00

Voor meer informatie over de A-dec derde hand HVE-houder, bezoekt u a-dec.com/360 of neemt u contact op met uw lokale gemachtigde vertegenwoordiger.